

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-614	<b>REFERENCIA</b> PS/JMP/100625
<b>PRODUCTO</b> Andador Dolomite Gloss (Fabricados entre febrero de 2020 y octubre de 2022) Modelos: Gloss 450; Gloss 520; Gloss 600 y Gloss 680	
<b>Nº DE SERIE</b> De 20BHL0002 a 22J02000316	
<b>FABRICANTE</b> Invacare REA AB, Suecia	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Invacare España SA. Avenida del Oeste nº50, 1 1ª, Valencia	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización temporal de determinados andadores Dolomite Gloss, debido a la posible rotura prematura del asiento durante el uso.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li><li>• Instrucciones de montaje</li><li>• Nota informativa PS, 54/2023</li></ul>	

