

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-615	<b>REFERENCIA</b> PS/JMP/101217
<b>PRODUCTO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>PENCAN (25Gx3 1/2", 88MM). Código: 4502043-13</li> <li>PENCAN (25Gx4", 103MM). Código: 4502116-13</li> <li>INTRODUCTOR DE AGUJA ESPINAL (20GX1 3/8", 35MM). Código: 4505000-13</li> </ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	
Introduccion de aguja espinal	
<b>Nº LOTE</b>	
Ver en la nota de aviso de la empresa	
<b>FABRICANTE</b>	
B. Braun Melsungen AG, Alemania	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	
B. Braun Medical, S.A., Crta Terrassa, 121, 08191 Rubí (Barcelona)	
<b>ASUNTO</b>	
Retirada del mercado de determinados lotes del introduccion de aguja espinal y de la aguja espinal Pencan con introduccion, debido a que el cuerpo de la aguja podría separarse del pabellón por un problema de encolado.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	

