

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-006	REFERENCIA PS/MAM/101349
PRODUCTO Analizadores Iris de microscopía DxU 850m/840m y Analizadores de microscopía de orina de la serie iQ200. Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivos de diagnóstico in vitro utilizados para automatizar el perfil completo de análisis de orina, incluido el panel químico de la tira reactiva de orina y análisis microscópico de sedimentos.	
FABRICANTE Beckman Coulter Ireland Inc. Irlanda.	
DISTRIBUIDOR Beckman Coulter S.L.U. Plaza Europa 41-43, Torre Realía, 4ª planta.08908, L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los analizadores IQ200 y DxU 850m/840m debido a la posibilidad de que se obtengan resultados incorrectos como consecuencia de la oxidación de la cánula, que se encuentra en la celda de flujo y en el conjunto de pocillos de enjuague y residuos iQClear.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

