

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-010	REFERENCIA PS/TS/99929
PRODUCTO Sets de nutrición enteral Kangaroo™. Ver códigos de productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
Nº LOTE Todos los productos fabricados desde Abril de 2022 con números de lote 22D hasta Julio de 2023 con números de lote 23G.	
FABRICANTE Covidien Ilc., Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Cardinal Health Spain 511 S.L., Calle Príncipe de Vergara, 131, 28002, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sets de nutrición enteral Kangaroo™, debido a la posibilidad de que entre aire en los tubos del sistema de alimentación.	
RECOMENDACIONES AEMPS La AEMPS resalta la importancia de que, en el caso de que algún centro sanitario o distribuidor haya suministrado a un paciente alguno de los productos afectados para ser utilizados en el domicilio, debe contactar con el mismo para informarle del problema identificado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

