

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-018	REFERENCIA PS/PRV/101216
PRODUCTO Drenaje torácico con sello y succión en seco Atrium Express. Referencia: 4000-100N. UDI: 00650862115130.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema operativo de succión en seco desechable con un volumen de recogida de 2100 ml.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Atrium Medical Corporation, Estados Unidos (empresa del grupo Getinge)	
DISTRIBUIDOR IZASA MEDICAL, Plaza de Europa 21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de lote de los drenajes torácicos con sello y succión en seco Atrium Express, debido a que podrían contener unas jeringas de agua cuya esterilidad no está garantizada.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

