

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-044	REFERENCIA PS/EML/101864
PRODUCTO REANIBEX 100	
FINALIDAD PREVISTA Desfibrilador externo automatizado (AED) de acceso público indicado para ser utilizado en caso de parada cardiorrespiratoria en pacientes adultos y pediátricos que se encuentren inconscientes y no respiren de manera espontánea.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
VERSION SOFTWARE 2.06 e inferiores	
FABRICANTE OSATU, S. COOP, España.	
DISTRIBUIDORES - OSATU, S. COOP, Edificio Zearrekobuelta, Subida de Areitio 5 48260 Ermua-Bizkaia. - QUIRUMED, S.L.U., Calle Corretger (PQ EMP TACTICA), 115 -117- 119, 46980, Valencia. - FUNDACION SSG, Calle Pie Solo Dos, 2, Polígono Industrial Cuchipanda, 41500, Sevilla. - LOST SIMETRY, S.L., Avenida Europa 24, 28977 Madrid. - AB MEDICA GROUP, S.A., Calle Rodríguez San Pedro 41, 28015, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del desfibrilador REANIBEX 100 debido a la posibilidad de que se apague inesperadamente al intentar administrar una descarga, aunque indique un nivel de batería suficiente para realizar la terapia de desfibrilación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: - Nota de aviso empresa - Nota informativa PS, 2024/04	

