

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-045	REFERENCIA PS/MJF/101860
PRODUCTO Pinzas de corte PK, 5 mm, 33 cm, 5 stk. Referencia EGPK-CF0533, Modelo PK-CF0533.	
FINALIDAD PREVISTA Diseñadas para la coagulación electroquirúrgica, el corte mecánico y el agarre de tejidos durante procedimientos quirúrgicos laparoscópicos y de cirugía general abierta.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Gyrus ACMI, Inc. (Olympus Surgical Technologies America), EE UU.	
DISTRIBUIDOR Olympus Iberia SAU; Pl. Europa, 10. 08902, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de pinzas de corte PK, 5 mm, 33 cm, 5 stk, modelo PK-CF0533, debido a un aumento de rotura de la mandíbula.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

