

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-61	REFERENCIA PS/NA/102242
PRODUCTO Bolsa de plasma Bellovac ABT, referencias 68307 y 68308.	
NºS LOTE 662146 y 662150	
FABRICANTE Mediplast AB, Suecia.	
DISTRIBUIDOR MBA Incorporado, S.L.U. Avenida del Jardín Botánico 1345, Silos del Intra, 33203Gijón, Asturias.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con los lotes 662146 y 662150 de las bolsas de plasma Bellovac ABT, debido a un posible riesgo de contaminación y cese de utilización de aquellas bolsas en las que el puerto de entrada de la cánula no esté correctamente sellado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

