

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-080	REFERENCIA PS/RJC/102198
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">• Llaves BD de 3 vías. Referencia L-308. UDI-DI: 08428820031004• Llaves BD de 5 vías. Referencia L-310. UDI-DI: 08428820031073• Llaves BD de 3 vías con sistema luer lock 100 CM. Referencia L-308-100. UDI-DI: 08428820031011• Llaves BD de 3 vías con sistema luer lock 150 CM. Referencia L-308-150. UDI-DI: 08428820031349• Llaves BD de 5 vías con sistema luer lock 150 CM. Referencia L-310/150. UDI-DI: 08428820031363	
FINALIDAD PREVISTA Permite una administración simultánea y controlada de múltiples medicamentos o líquidos.	
NºS LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Sendal S.L., España	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson S.A.U, Camino de Valdeoliva, s/n, San Agustín de Guadalix, Madrid, 28750, España.	
ASUNTO Cese de utilización de determinadas referencias y lotes de las llaves BD de 3 y 5 vías, debido a la posibilidad de que se desconecten espontáneamente, ya que el conector Luer macho puede no encajar correctamente con el conector Luer hembra.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	

