

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-081	REFERENCIA PS/RJC/102698
PRODUCTO BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonia Panel plus. Referencia: RFIT-ASY-0143 (pack de 30).	
FINALIDAD PREVISTA Prueba multiplex de ácidos nucleicos utilizadas en los sistemas BIOFIRE® FILMARRAY® 2.0 (BIOFIRE 2.0) o BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH (BIOFIRE TORCH) para la detección e identificación simultáneas de múltiples ácidos nucleicos virales y bacterianos respiratorios, así como determinados genes de resistencia a los antibióticos, en muestras de esputo o lavado broncoalveolar.	
FABRICANTE BioFire Diagnostics, LLC, EEUU.	
DISTRIBUIDOR BioMérieux España SAU, Manuel Tovar 45-47, 28034, Madrid, España.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la prueba BIOFIRE® FILMARRAY® Pneumonia Panel plus debido a la posibilidad de obtener resultados falsos positivos para coronavirus estacional.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

