

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-096	PS/EML/102687
PRODUCTO Ionolux. Referencias: 2115, 2117, 2118, 2119, 2120, 2122, 2123, 2124	
FINALIDAD PREVISTA Material de relleno ionómero de vidrio fotopolimerizable utilizado en la restauración de dientes	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE VOCO GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDORES - VOCO GmbH, Anton-Flettner-Straße 1-3, 27472 Cuxhaven, Alemania. - Compañía Dental de Venta Directa, c/ Murcia no. 35 A-B, 08830 Barcelona. - Mediclog Sanitaria S.L., Avda. de las Nieves No. 4, 28935 Móstoles Madrid. - Proclinic S.A., Calle Palermo 9, 50197 Zaragoza.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del cemento dental Ionolux, debido a que es posible que se haya incorporado en algunas cápsulas un pistón de líquido erróneo, dando lugar a un proceso de polimerización más lento e incompleto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

