

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-101	REFERENCIA PS/RJC/101481
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">• Compresor EVair, para ventilador CARESCAPE R860.• Compresor EVair 03, para ventiladores Engström Carestation/Pro.	
FINALIDAD PREVISTA Suministrar aire respiratorio médico comprimido.	
FABRICANTE Datex-Ohmeda, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España S.A., C/ Gobelos 35-37, 28023 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de las condiciones de funcionamiento e indicaciones de uso de los compresores EVair y EVair 03 utilizados junto con los ventiladores CARESCAPE R860 y Engström Carestation/Pro, debido a que, en determinadas circunstancias, se han observado niveles elevados de formaldehído.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	

