

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-105	PS/MJF/102651
PRODUCTO Sistema DX-D 100. Referencias 5411/050, A5411/0300 y A5411/0400.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema móvil de generación de imágenes de rayos X en hospitales, clínicas y consultorios para crear, procesar y visualizar imágenes radiográficas estáticas del esqueleto (incluido el cráneo, la columna vertebral y las extremidades), el tórax, el abdomen y otras partes del cuerpo de pacientes adultos, de pediatría o de neonatología.	
FABRICANTE Agfa NV, Bélgica.	
DISTRIBUIDOR Agfa NV sucursal en España; C/ Gaspar Fàbregas i Roses 81, 3ª planta. 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los modelos 5411/050, A5411/0300 y A5411/0400 del sistema móvil de rayos X DX-D 100, debido a que, en caso de que el cable de acero del interior de la columna móvil que soporta el peso del brazo telescópico y del tubo de rayos x se rompiera, el sistema de seguridad que bloquea la caída del brazo podría no funcionar correctamente por una interferencia con una placa metálica del brazo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

