

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-107	REFERENCIA PS/RJC/103054
PRODUCTO Filtaneb (Kit de nebulizador Cirrus 2 para adulto con mascarillas Ecolite no ventilada, con filtro y línea 2.1 m). Referencia: 1453044	
FINALIDAD PREVISTA Administración terapéutica de medicamentos nebulizados adecuados para su depósito traqueobronquial a pacientes potencialmente infecciosos.	
Nº LOTE 32317040, 32319558	
FABRICANTE Intersurgical Ltd., EEUU.	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none">Intersurgical España, S.L.U., C/ Plasencia 39, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid.Grupo UNIDIX, C/ Fundiciones, s/n POLIG. INDAL. Vicálvaro, 28052 Madrid.EMERGALIA, S.L., Ctra. Acceso Polígono 23A, 1º A, 32901 San Cibrao Das Viñas, Orense, Galicia.	
ASUNTO Retirada del mercado de los lotes 32317040 y 32319558 de los kits de mascarillas de nebulización no ventiladas con filtro Filtaneb, debido a que el puerto entre la mascarilla y la pieza en T podría estar ocluido.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

