

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-120	<b>REFERENCIA</b> PS/NA/103675
<b>PRODUCTO</b> Sistema de ultrasonido ACUSON Redwood 1.0, modelo 11503314.	
<b>FABRICANTE</b> Siemens Medical Solutions USA, Inc. Ultrasound EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Siemens Healthcare S.L.U. Avda. Leonardo da Vinci, 15 28906 Getafe, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencia de seguridad relacionada con la versión de producto 1.0 del sistema de ultrasonido cardíaco ACUSON Redwood, modelo 11503314, debido a la posibilidad de que al exportar datos de exámenes con la función de examen de SR DICOM cardíacos, el visor muestre el último valor de medición en lugar del valor MÍNIMO (Mín.) o MÁXIMO (Máx.).	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	

