

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-116	PS/PRV/103162
PRODUCTO Ventilador portátil ParaPAC Plus™, modelos 300 y 310.	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivo portátil para la ventilación de adultos, niños y lactantes (+ 10 Kg) durante transportes y situaciones de emergencia.	
FABRICANTE Smiths Medical ASD Inc, EE UU.	
DISTRIBUIDOR Smiths Medical España, S.R.L.; Avenida Diagonal no 635. 08028 Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con los ventiladores portátiles ParaPAC Plus™, modelos 300 y 310, debido a la posibilidad de que proporcionen un flujo de gas positivo continuo en lugar de los ciclos previstos como la respiración humana, cuando se utilizan en el modo de funcionamiento "ventilar".	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

