

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-141	<b>REFERENCIA</b> PS/EML/103982
<b>PRODUCTO</b> Liaison Brahms PCT II Gen. Referencia: 318040. UDI-DI: 08056771101301	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Inmunoensayo para la determinación cuantitativa de Procalcitonina.	
<b>Nº LOTE</b> 239036	
<b>FABRICANTE</b> DiaSorin Italia S.p.A.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> DIASORIN IBERIA S.A., Calle Anabel Segura 14, edificio Cedro 2º Planta Módulo D, 28108 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el lote 239036 del producto Liaison Brahms PCT II Gen debido a que por error en las instrucciones de uso se han incluido el oxalato de potasio y el plasma de heparina de sodio en el listado de las matrices validadas y repetición de las pruebas realizadas con muestras recogidas en tubos de oxalato de potasio.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	

