

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-161	PS/NA/104206
PRODUCTO Kit de catéter de hemodiálisis crónica Palindrome™ Precision– 14,5 Fr/Ch (4,8 mm) x 23 cm (punta simétrica, recubrimiento de heparina y estilete Tal VenaTrac™. Referencia 8888145044CP y números de producto (GTIN/UPN): 10884521158085 y 20884521158082.	
Nº LOTE - GTIN/UPN 10884521158085: lotes 2201700103 y 2229000074. - GTIN/UPN 20884521158082: lote 2228000089.	
FABRICANTE Covidien Ilc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de la referencia 8888145044CP del kit de catéter de hemodiálisis crónica Palindrome™ Precision 14,5 Fr/Ch (4,8 mm) x 23 cm (punta simétrica, recubrimiento de heparina y estilete Tal VenaTrac™), debido a la posibilidad de que no esté recubierto de heparina a pesar de que así lo indica la etiqueta.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	

