

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-162	PS/PRV/104101
PRODUCTO Set de tubos personalizado (CTP, Custom Tubing Pack,) BE-MECC 142000#NRP (N.º de artículo 701076679), UDI-DI: 04058863304120.	
FINALIDAD PREVISTA Set de tubos flexibles para CARDIOHELP-i, forma parte de un sistema extracorpóreo y debe utilizarse exclusivamente en combinación con un oxigenador QUADROX-iR. A través del set se transporta sangre y otros líquidos entre el paciente y el sistema extracorpóreo.	
Nº LOTE Ver nº ^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Maquet Cardiopulmonary GmbH, Alemania	
DISTRIBUIDOR Getinge Group Spain S.L. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2. 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados números de lote de los sets de tubos personalizados BE-MECC 142000#NRP (N.º de artículo 701076679), debido a que la línea del tubo venoso podría estar doblada cerca de la conexión de entrada al oxigenador.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

