

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-170	REFERENCIA PS/MJF/104105
PRODUCTO Reductor doble en ángulo de 15° del sistema de artrodesis de muñeca Motec: <ul style="list-style-type: none">• Corto. Catálogo 41-3101S• Mediano Catálogo 41-3102S• Largo. Catálogo 41-3103S• Extralargo. Catálogo 41-31014S	
FINALIDAD PREVISTA El sistema de artrodesis de muñeca Motec está diseñado para ser utilizado como procedimiento de rescate de la prótesis de muñeca Motec utilizando los implantes protésicos preexistentes.	
FABRICANTE Swemac Innovation AB, Suecia.	
DISTRIBUIDOR ACUMED IBERICA, S.L.U; Álvaro Caballero, 14. 28023, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados reductores doble en ángulo del sistema de artrodesis de muñeca Motec, debido a la posibilidad de que se produzca una rotación involuntaria del reductor y la fusión se efectúe en una posición incorrecta.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Instrucciones de uso actualizadas	

