

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-189	REFERENCIA PS/MJF/104723
PRODUCTO Adaptadores para microtubos de tapones de rosca para los analizadores STA R EVOLUTION, STA R MAX, STA COMPACT MAX. Referencias 89434 y 89318.	
FINALIDAD PREVISTA Adaptadores para el análisis en microtubos en algunos analizadores de coagulación automatizados.	
FABRICANTE Stago, Francia.	
DISTRIBUIDOR Diagnostica Stago S.L.U; Plaza Europa 9-11, planta 17. L'Hospitalet de Llobregat. 08908 Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las referencias 89434 y 89318 de los adaptadores para microtubos de tapones de rosca utilizados en los analizadores STA R EVOLUTION, STA R MAX y STA COMPACT MAX, debido a la posibilidad de pipetear cerca o en el concentrado de hemáties cuando se usan con determinados microtubos primarios.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

