

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-191	PS/MAM/104739
PRODUCTO Reactivo ABX Pentra Urea CP, número de modelo A11A01641. Ver números UDI en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Reactivos para la determinación de urea en los analizadores Pentra C200, ABX Pentra 400 y Pentra C400.	
Nº LOTE ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE HORIBA ABX SAS. Francia.	
DISTRIBUIDOR HORIBA ABX IBÉRICA. Calle Apolonio Morales, 6. 28036, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de los reactivos ABX Pentra Urea CP debido a que se ha detectado una disminución con el tiempo del nivel de absorbancia que podría dar lugar a resultados falsamente disminuidos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

