

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-225	REFERENCIA PS/EML/105188
PRODUCTO Desfibriladores externos automáticos HeartSine Samaritan PAD y OMRON HDF-3500 Modelos: SAM 300P, SAM 350P, SAM 360P, SAM 450P, SAM 500P, OMRON HDF-3500.	
Nº SERIE Ver nº ^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE HeartSine Technologies LLC, EE UU	
DISTRIBUIDOR STRYKER IBERIA, S.L; C/Sepúlveda, 17. 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos y números de serie de los desfibriladores HeartSine Samaritan PAD y OMRON HDF-3500, debido a que es posible que no emitan mensajes de audio durante su uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

