

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-233	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/105633
<b>PRODUCTO</b> Microscopio quirúrgico digital Aesculap Aeos PV010. UDI-DI: 40392390000055129.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Destinado a su uso con pacientes que se sometan a microcirugía en el marco de las indicaciones del uso.	
<b>Nº SERIE</b> 1010, 1033, 1034, 1069, 1077, 1083.	
<b>VERSION SOFTWARE</b> 2.8-2.10.	
<b>FABRICANTE</b> Aesculap AG, Alemania.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> B. Braun Surgical, S.A., Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubí, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Cese temporal de la utilización del microscopio quirúrgico digital Aesculap Aeos PV010, debido a la posibilidad de que los mecanismos de seguridad integrados fallen tras pulsar el botón de parada de emergencia.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

