

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-232	<b>REFERENCIA</b> PS/AVG/105074
<b>PRODUCTO</b> NexGen® CR-Flex Femoral Component, Talla E y Talla E Minus (E-). Ver números de artículo y lotes afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Zimmer Inc., EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Zimmer Biomet Spain, S.L.U. Calle Metalurgia, 32-34, 08034, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de determinados componentes femorales NexGen® CR-Flex, debido a una posible desviación en la especificación de la característica de tracción.	
<b>RECOMENDACIONES AEMPS</b> La AEMPS, consultada su red de expertos en la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, considera adecuadas las acciones llevadas a cabo por la empresa y las recomendaciones para el seguimiento de los pacientes implantados.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

