

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-235	PS/MJF/105435
PRODUCTO Fluido Trauma Set. Número de artículo 671500.	
FINALIDAD PREVISTA Set de perfusión utilizado en el sistema Fluido AirGuard indicado para calentar sangre y líquidos antes de su administración intravenosa a pacientes en diversas situaciones clínicas ayudando a mantener la normotermia.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE The Surgical Company International B.V, Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR Izasa Hospital, S.L.U., Plaza de Europa, 21-23. 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del set de perfusión Fluido Trauma, debido a la posibilidad de que se produzcan fugas por una unión de conexión inestable.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

