

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-238	PS/CMAG/105590
PRODUCTO MAPLESON F con balón de reservorio abierto de 0.5 L Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa	
FINALIDAD PREVISTA Circuito respiratorio compuesto por tubuladuras, conectores y un balón reservorio de 0,5 L para administrar y extraer gases anestésicos y respiratorios a/de un paciente pediátrico	
Nº LOTE Con fecha de caducidad entre abril de 2024 y marzo de 2029.	
FABRICANTE Intersurgical Ltd, Gran Bretaña.	
DISTRIBUIDOR Intersurgical España, S.L.U., C/ Plasencia 39, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados circuitos respiratorios pediátricos Mapleson F con balón de reservorio abierto, debido a que podrían tener el balón de reservorio cerrado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

