

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-255	REFERENCIA PS/RJC/105657
PRODUCTO Bipedestadores Multistander 2 y Supine Stander 2. Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Un bipedestador se utiliza para posicionar a una persona en postura vertical cuando tiene problemas de control motor.	
Nº LOTE Fabricados entre el 5 de abril de 2022 y el 14 de noviembre 2023.	
FABRICANTE Jenx Ltd, Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR Rehagirona S.L.U., Carrer d'Isaac Rabin 15, polígono industrial Montfullà, 17162 Bescanó, Girona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados bipedestadores Multistander 2 y Supine Stander 2, debido a la posibilidad de que el actuador se extienda y/o retraiga más allá del rango de funcionamiento previsto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

