

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-261	REFERENCIA PS/PRV/105492
PRODUCTOS Vaporizadores de sevoflurano: • Maquet filling. Referencia: 6682282 • SAFE-T-SEAL. Referencia: 6887135 • Quik-Fil. Referencia: 6682285	
FINALIDAD PREVISTA Componente de los sistemas de anestesia de la familia Flow para almacenar y vaporizar el agente anestésico.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Maquet Critical Care AB, Suecia.	
DISTRIBUIDORES • Getinge Group Spain S.L.U., C/ Marie Curie, 5 Ed. Alpha 6ªpl, 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid) • Althea Healthcare España, S.L.U. (PIRAMAL), Avenida Pirineos 7, Nave 5-C, 28703 San Sebastian de los Reyes, Madrid. • Baxter S.L. Spain, Calle Pouet de Camilo, 2. 46390 Ribarroja del Turia, Valencia. • AbbVie Spain, S.L.U., Av de Burgos, 91. 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados vaporizadores de sevoflurano, debido a la posible formación, en determinadas circunstancias, de fluoruro de hidrógeno.	
RECOMENDACIONES AEMPS La AEMPS recomienda verificar la compatibilidad del sevoflurano a administrar con los vaporizadores disponibles. Ante la duda del posible uso de un vaporizador con sevoflurano de bajo contenido en agua, se recomienda, por precaución, considerar que sí se ha utilizado con este tipo de sevoflurano y actuar según lo indicado en la nota de aviso de la empresa para estas situaciones.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

