

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-269	REFERENCIA PS/RJC/106168
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">• Monitores Life Scope Bedside Monitors. Modelos: BSM-1763, BSM-3562, BSM-3763• Módulos Input Units AY-661P y AY-663P	
FINALIDAD PREVISTA Vigilancia y supervisión pacientes mediante la medición de las siguientes constantes vitales.	
VERSION SOFTWARE Ver en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE NIHON KOHDEN Corporation, Japón.	
DISTRIBUIDOR NIHON KOHDEN IBERICA S.L., Calle Toronga 23, Oficina 1, 28043, Madrid, España.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores Life Scope Bedside y módulos Input Units con medición del SpO ₂ , debido al posible mal funcionamiento del módulo de SpO ₂ con versión de software 02-16.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

