

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Nº DE ALERTA:</b><br>2024-271   | <b>REFERENCIA</b><br>PS/NA/106381 |
| <b>PRODUCTO</b><br>MultiFiltratePRO, referencia M205001.   |                                   |
| <b>FINALIDAD PREVISTA</b><br>Depuración sanguínea extracorpórea.   |                                   |
| <b>VERSION SOFTWARE</b><br>6.02 y 5.02.  |                                   |
| <b>FABRICANTE</b><br>Fresenius Medical Care AG., Alemania.   |                                   |
| <b>DISTRIBUIDOR</b><br>Fresenius Medical Care España S.A. Ronda de Poniente 8 bajo, Tres Cantos, 28760 Madrid.   |                                   |
| <b>ASUNTO</b><br>Advertencias de seguridad relacionadas con los equipos multiFiltratePRO, referencia M25001, debido a un error de software en la prueba funcional inicial (T1) que puede dar lugar a una prueba incompleta y no garantizar el correcto funcionamiento de componentes críticos relacionados con la seguridad. |                                   |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>   |                                   |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

