

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-282	PS/MJF/106593
PRODUCTO - Vivid E95/E90/E80 con versión de software 201, revisión 54.0 y 61.0. - Vivid S70/S60 con versión de software 201, revisión 55.0 y 63.0.	
FINALIDAD PREVISTA Sistemas ecográficos de uso general, especializados para su uso en imágenes cardíacas, para la obtención de imágenes por ecografía, la medición, la visualización y el análisis del cuerpo humano y de sus fluidos.	
FABRICANTE - GE Medical Systems Israel Ltd., Israel (para Vivid S70/S60). - GE Vingmed Ultrasound AS, Noruega (para Vivid E95/E90/E80 - Vivid S70N/S60N).	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, SAU; C/Gobelas, 35-37. 28023, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de ultrasonido Vivid, debido a que las imágenes del examen se podrían almacenar en un paciente incorrecto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

