

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-299	REFERENCIA PS/NA/106661
PRODUCTO Monitor desfibrilador DEFIGARD HD-7.	
FINALIDAD PREVISTA Monitorización y desfibrilación externa automatizada.	
VERSIÓN SOFTWARE Anterior a Soft 02.	
FABRICANTE Schiller Medical, Francia.	
DISTRIBUIDOR Schiller España S.A.U. C/ Dublín, 1 - Oficina 2 Európolis, Las Rozas 28232, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con DEFIGARD HD-7, debido a dos fallos de software: <ul style="list-style-type: none">- Aparición de alarma sin que haya fallo técnico en autotest automático.- Modo de desfibrilación sincronizada al encender el aparato en desfibrilación manual.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

