

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-306	<b>REFERENCIA</b> PS/AVG/104646
<b>PRODUCTO</b> OmniLab Advanced + (OLA+).	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Para la regulación y el tratamiento de pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS), insuficiencia respiratoria, apneas centrales y/o mixtas y respiración periódica.	
<b>FABRICANTE</b> Respironics, Inc., EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas OmniLab Advanced + debido a que podrían entrar en estado de ventilador inoperativo e interrumpir la terapia por un error interno.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

