

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-311	REFERENCIA PS/PL/107230
PRODUCTO Viales de hematíes reactivos Panocell®-10, referencia IMM0003032. UDI-DI: 10888234000396.	
FINALIDAD PREVISTA Identificación de anticuerpos irregulares dirigidos contra grupos sanguíneos de hematíes.	
Nº LOTE 17905.	
FABRICANTE Immucor Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Werfen, Plaza de Europa 21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y cese de utilización del lote 17905 de los viales de Panocell®-10, si muestran un color oscuro ya que podrían obtenerse resultados erróneos por una posible contaminación fúngica y evaluación de su posible repercusión en los resultados de las pruebas anteriores.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

