

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-322	REFERENCIA PS/PRV/106770
PRODUCTO Cuellos de prueba Furlong Evolution. Ver productos afectados en nota de aviso de empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Utilizados para determinar el saliente y la longitud correcta de las piernas en la planificación preoperatoria y la evaluación intraoperatoria del sistema de reconstrucción de cadera.	
FABRICANTE JRI Orthopaedics Ltd, Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR MBA Incorporado, S.L. Avenida del Jardín Botánico, 1345, Silos del Intra 33203 Gijón (Asturias)	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados cuellos de prueba Furlong Evolution, debido a que podrían no encajar correctamente en algunos raspadores.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

