

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-327	PS/EML/107280
PRODUCTO Kit VChem S General Plus. Referencia: VCS-09.	
FINALIDAD PREVISTA Determinación cuantitativa in vitro de parámetros bioquímicos en muestras humanas de sangre completa (venosa o capilar), suero o plasma.	
Nº LOTE 9231396 y 9231670	
FABRICANTE VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA, Italia.	
DISTRIBUIDOR DIADAMA MEDICAL SL, Rambla Catalunya, 60 – P.AT PTA. 2ª, 08007, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización de los lotes 9231396 y 9231670 del kit VChem S General Plus, debido a que es posible que generen resultados anormalmente altos de glucosa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

