

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-325	REFERENCIA PS/NA/107245
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">Tubos de traqueostomía neonatal /pediátrico: Bivona Aire-Cuf, TTS, Uncuffed, Cuffless FlexTend, TTS FlexTend.Tubos de traqueostomía para adultos Bivona: Bibona aire-Cuf, TTS. Ver referencias y lotes afectados en anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Smiths Medical, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Smiths Medical España SL., Avda. Diagonal 635, 08025 Barcelona.	
ASUNTO Cese de la utilización de tubos de traqueostomía Bivona, debido a que la aleta de sujeción podría rasgarse o romperse durante su utilización.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

