

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-338	REFERENCIA PS/PL/107639
PRODUCTO Generador electroquirúrgico ESG-410, referencia WA91307W. UDI-DI: 04042761086332.	
FINALIDAD PREVISTA Junto con accesorios electroquirúrgicos y equipos auxiliares, está destinado a cortar y coagular tejidos en cirugía abierta, cirugía laparoscópica y cirugía endoscópica.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Olympus Winter & Ibe GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa, 10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el generador electroquirúrgico ESG-410 debido a la posibilidad de que no se encienda, por un fallo en los componentes eléctricos de la fuente de alimentación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

