

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-351	PS/PRV/107493
PRODUCTOS Sistemas de resonancia magnética (RM) de GE Healthcare: • SIGNA • Discovery • Optima • Brivo Ver modelos y versiones de software afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTES • GE Medical Systems LLC, Estados Unidos • GE Hangwei Medical Systems CO.Ltd • GE Healthcare (Tianjin) Company Limited • GE Healthcare Japan Corporation.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, C/ Gobelos 35-37, 28023 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de resonancia magnética SIGNA, Discovery, Optima y Brivo, debido a la posibilidad de que el valor previsto de B1 + RMS pueda superar el límite prescrito por el usuario en modo SAR bajo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa • Listado de productos afectados	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

