

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-362	PS/NA/104647
PRODUCTO BiPAP A30, BiPAP A30 EFL, BiPAP A30 Hybrid, BiPAP A40, BiPAP A40 EFL, BiPAP A40 Pro.	
FINALIDAD PREVISTA Ventilador de asistencia respiratoria continua, no como soporte vital.	
FABRICANTE Respironics, Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A.U., C/ Maria de Portugal, 1, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los equipos BiPAP A30 y A40, debido a que podrían reiniciarse de forma intermitente y/o entrar en estado de ventilador inoperativo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: - Nota de aviso empresa. - Nota informativa PS,22 2024.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

