

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-363	REFERENCIA PS/PL/107936
PRODUCTO Tijeras quirúrgicas Olympus Everest bipolar. Modelos EG3005 (UDI-DI: 00821925010093) y EG3006-020 (UDI-DI: 00821925010703).	
FINALIDAD PREVISTA Previstas para usarse con la salida de energía bipolar de generadores electroquirúrgicos compatibles para su uso en procedimientos de cirugía laparoscópica y general.	
Nº LOTE Ver nº ^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Gyrus ACMI, Inc. (Olympus Surgical Technologies America), EEUU.	
DISTRIBUIDOR Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa, 10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas tijeras quirúrgicas Olympus Everest bipolar debido a la posibilidad de que el envase esté dañado, lo que podría comprometer la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

