

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-366	REFERENCIA PS/NA/107864
PRODUCTO Dispositivo de captura de suturas Capio SLIM. Ver referencias afectadas en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Aplicación general de sutura durante la cirugía abierta, como ayuda para colocar material de sutura en tejidos.	
Nº LOTE Ver lotes afectados en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Boston Scientific Corporation., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Boston Scientific Ibérica S.A. C/ Ribera del Loira 46. Edificio 2, planta baja, Parque Empresarial Puerta de las Naciones, 28042 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de dispositivos de captura de suturas Capio SLIM debido a la posibilidad de que no atrape la aguja/dardo de sutura durante su uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

