

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-368	PS/MJF/107800
PRODUCTO Producto de recogida de muestras Transystem. Número de catálogo de Cepheid 900-0370. Identificador único del producto (UDI): 28053326001523.	
Nº LOTE 230397900, 230535300, 230627500 y 231877400.	
FABRICANTE COPAN ITALIA S.p.A, Italia.	
DISTRIBUIDOR CEPHEID IBERIA SLU; Pl. d'Europa, 41. 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes del producto Transystem, debido a la posibilidad de que presente fugas tras haber introducido los hisopos de muestras de pacientes en los tubos de ensayo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

