

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-370	PS/PRV/107974
PRODUCTO Sistemas endoscópicos para obtención de tejido vascular: - VASOVIEW HEMOPRO. Ref.: VH-3500 - VASOVIEW HEMOPRO 2. Ref.: VH-4000 y VH-4001 Ver UDI-DI en la nota de aviso de la empresa.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE MAQUET Cardiovascular LLC, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Getinge Group Spain SLU, C/ Marie Curie, 5, Ed. Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de los sistemas endoscópicos para obtención de tejido vascular VASOVIEW HEMOPRO y HEMOPRO 2, debido a la posibilidad de que el componente de acero inoxidable del anillo en C tenga un radio de curvatura insuficiente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

