

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-374	PS/EML/107474
PRODUCTO Sistemas de densitometría ósea Horizon. Modelos: Horizon-A, Horizon-W, Horizon WI, Horizon-C, Horizon-CI	
Nº SERIE Ver nº ^{os} de serie afectados en el anexo III de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Hologic Inc., EEUU	
DISTRIBUIDOR Hologic Iberia S.L., Calle Arequipa 1, Edificio Mar de Cristal, 28043 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de densitometría ósea Horizon DXA, debido a que superarían el límite de compatibilidad electromagnética de la norma técnica internacional IEC 60601-1-2, y afectar al funcionamiento de implantes activos y otros dispositivos médicos electrónicos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

