

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-377	REFERENCIA PS/PRV/105833 y PS/PRV/106399
PRODUCTO Camas asistenciales Ecofit que se utilizan con el adaptador de alimentación incorporada MC 115L-90-EU y una tensión de salida de 35 V: <ul style="list-style-type: none">• Ecofit S, Ecofit S Low, Ecofit S Plus, Ecofit S Low Plus, Ecofit S Comfort• Ecofit Plus, Ecofit Plus Low• Ecofit Xtra 120, Ecofit Xtra 140 Ver tamaños y números de artículo afectados en las notas de aviso de la empresa.	
Nº SERIE Entre 21 0000000000 y 23 9999999999.	
FABRICANTE Tecfor care GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Gerialine Solutions S. L., Ctra de Castellón P. k. 6,300. (50720) La Cartuja Baja. Zaragoza.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas camas asistenciales Ecofit, debido a la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, se supere el valor límite normalizado de emisiones conducidas y falle el funcionamiento de dispositivos o sistemas electrónicos vecinos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa Ecofit S y Plus• Nota de aviso empresa Ecofit Xtra• Nota informativa PS, 26/2024	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

