

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-384	REFERENCIA PS/PL/108126
PRODUCTO BioFire® FilmArray® Gastrointestinal (GI) Panel, referencia RFIT-ASY-0116 y RFIT-ASY-0104.	
FINALIDAD PREVISTA Detecta e identifica simultáneamente ácidos nucleicos de múltiples bacterias, virus y parásitos directamente de muestras de heces en medios de transporte Cary Blair obtenidas de individuos con signos o síntomas de infección gastrointestinal.	
FABRICANTE BioFire Diagnostics, LLC, EEUU.	
DISTRIBUIDOR BioMérieux España S. A. U., C/ Manuel Tovar 45, 28034 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la prueba BIOFIRE GI Panel, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos positivos para <i>Vibrio/Vibrio Cholerae</i> con determinados lotes del medio de transporte Remel™ Cary-Blair.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

