

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-381	REFERENCIA PS/EML/108220
PRODUCTO IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550. Ver modelos y números de UDI afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Monitor de pacientes adultos, pediátricos y neonatos indicado para monitorizar, registrar y generar alarmas para múltiples parámetros fisiológicos.	
VERSION SOFTWARE L.x, M.x y K.x con permisos de L.x.	
FABRICANTE Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores de paciente IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550, debido a que en las versiones de software L.x, M.x y K.x con permiso de L.x, se han eliminado las capacidades que ofrecen las opciones de software M05, M06 y M20.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

