

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-390	PS/AVG/108258
PRODUCTO Instrumentos automáticos para biopsia BioPince, BioPinceUltra y TruCore II. Ver referencias y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Argon Medical Devices, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Palex Medical, S.A. Carrer Jesús Serra Santamans, 5, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados instrumentos automáticos para biopsia BioPince, BioPinceUltra y TruCore II, debido a la posible presencia de orificios en el sistema de barrera estéril del envase.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Fecha de la firma: 19/07/2024

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>

CSV: Z1KCN5KP6S6SCEK7649D

